

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên cơ sở : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2017

TÊN THIẾT BỊ: CHẠC BA TIÊM KHÔNG DÂY NÓI

STT	Đề mục	Nội dung
1	Chỉ định sử dụng	Chạc ba tiêm không dây nói được dùng trong các cơ sở y tế để hỗ trợ việc tiêm truyền dịch hoặc máu. Sản phẩm dùng để chia hay chuyển dòng chảy theo hướng mong muốn.
2	Hướng dẫn sử dụng	- Kết nối với dây truyền dịch bằng khóa ren - Sản phẩm chỉ sử dụng một lần
3	Cảnh báo và thận trọng	- Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã được đào tạo chuyên môn - Chỉ sử dụng nếu bao bì nguyên vẹn - Bảo quản nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp - Hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất - Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng - Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châu